

A close-up photograph of several petri dishes containing bacterial cultures. The media is a yellowish color, and numerous small, dark blue spots are visible on the surface, representing individual bacterial colonies. The dishes are arranged in a stack, with the top one being the most prominent.

Thermo Fisher
SCIENTIFIC

Стандартное качество без ущерба для вашей безопасности

Thermo Scientific Quanti-Cult Plus Количественный
контроль качества микроорганизмов

 **Meditec**
medical trade company

Официальный дистрибьютор

Обеспечение безопасности и уверенности

Термо Сайентифик-Кванти-Культ Плюс-обеспечивает определенное, воспроизводимое количество жизнеспособных микроорганизмов, полученных из аутентичных высококачественных АТСС-«культуры в безопасном, готовом к регидратации флаконе. В каждом флаконе содержится до 10 инокулятов по 0,1 мл, каждый из которых содержит <100 КОЕ (колониеобразующих единиц).

Сохраненные в геле организмы в крышке флакона позволяют безопасно регидратировать, устраняя необходимость переноса микроорганизмов с помощью стерильных щипцов.

Эффективность

Замените трудоемкую лабораторную работу, связанную с серийными разведениями и поддержанием культур, с помощью Quanti-Cult Plus и сократите время процедуры с 2–3 дней до 15 минут, экономя время и деньги.

Внедрите простой пошаговый метод Quanti-Cult Plus и исключите серийные разведения в стандартных рабочих процедурах контроля качества.

1

Регидратация



2

Перемешать и инкубировать 15 минут.



3

Декантировать инокулят



Каждый шаг на этом пути

Безопасность

Уменьшите риск контаминации и инфекции с помощью готовой системы из двух флаконов, не требующей обработки микроорганизмами.

Уверенность

Обеспечьте полную отслеживаемость с помощью ATCC®Лицензионные производные штаммы.

Согласие

Quanti-Cult Plus — это эталонные материалы (RM), производимые аккредитованным производителем эталонных материалов.

Ценить

Консолидируйте время заказа и затраты на доставку, обратившись к одному поставщику высококачественных питательных сред и организмов для контроля качества.

Производительность


Получите повышенную жизнеспособность и восстановление с помощью запатентованных организмов, консервированных в геле, которые обеспечивают стабильный подсчет в течение восьми часов после регидратации при хранении при температуре 2–8 °C.

Эффективность

Создавайте точную и удобную документацию с помощью отрывающихся переносимых этикеток.

Строгий контроль качества обеспечивает постоянную микробиологическую оценку фармацевтических препаратов для получения эффективных и высокоэффективных продуктов. Чтобы получить качественные результаты, на которые вы можете положиться, опираясь на более чем 30-летний опыт работы в фармацевтической промышленности, доверьтесь организациям контроля качества Thermo Scientific.

- Доступно более 25 штаммов Quanti-Cult Plus для фармацевтической, клинической, пищевой промышленности и производства анализов воды.
- Сертифицирован ISO, соответствует требованиям cGMP (действующей надлежащей производственной практики), зарегистрирован FDA.
- ATCC®Лицензированный участник производной программы
- Аккредитованный производитель эталонных материалов



Доступен по всему миру

Наша цель — предоставить продукцию высочайшего качества, отличный сервис, быструю доставку и отличную техническую поддержку, чтобы превзойти ваши ожидания.

Обслуживание клиентов

Наша служба поддержки клиентов готова помочь вам в размещении заказов и предоставить необходимую информацию при заказе организмов для контроля качества.

Техническая поддержка

В нашей команде технической поддержки работают знающие, высококвалифицированные специалисты, готовые помочь вам с технической информацией, включая использование и ожидаемые результаты микроорганизмов для контроля качества.

Пользовательские организации контроля качества

Мы будем работать с вами над разработкой индивидуального механизма контроля качества, который будет соответствовать вашим конкретным потребностям.

Чтобы запросить дополнительную информацию, обратитесь к местному техническому торговому представителю компании Thermo Fisher Scientific Microbiology.



Официальный дистрибьютор

+7 701 961 71 01
www.meditec.kz



Эмблема лицензированного производного продукта ATCC, текстовый знак лицензированного производного продукта ATCC и каталожные знаки ATCC являются товарными знаками ATCC. Remel Inc. имеет лицензию на использование этих товарных знаков и продажу продукции, полученной от ATCC «культуры». За идентичность, чистоту и подлинность Лицензионных продуктов отвечает исключительно компания Remel Inc., а не ATCC.



СЕРТИФИКАТ № 6559.01