



Изменение пути

вы контролируете качество

Thermo Scientific Cult-Loops Контроль
качества Микроорганизмы

 **Meditec**
medical trade company

Официальный дистрибьютор

От петли к пластине

Термо Сайентифик-Культи-лупы-представляют собой готовые к использованию одноразовые бактериологические петли, содержащие стабилизированные жизнеспособные микроорганизмы в уникальной гелевой матрице.

Удобство

Сократите время и ненужные затраты лабораторных ресурсов с помощью петли прямого посева, не требующей регидратации.

Производительность

Обеспечьте повышенную жизнеспособность и восстановление с помощью запатентованных организмов, консервированных в геле.

Согласие

Более 400 Culti-Loops являются сертифицированными эталонными материалами (CRM), изготовленными аккредитованным производителем эталонных материалов.

Ценить

Консолидируйте время заказа и затраты на доставку, обратившись к одному поставщику высококачественных питательных сред и организмов для контроля качества.

Уверенность

Обеспечьте полную отслеживаемость с помощью АТСС®Лицензионные производные штаммы.

Эффективность

Создавайте точную и удобную документацию с помощью отрывающихся переносимых этикеток.

Безопасность


Снизьте риск заражения и заражения за счет отсутствия обработки микроорганизмов.



Culti-Loops производятся с использованием запатентованного геля, обеспечивающего уникальные преимущества по сравнению с лиофилизированными организмами, включая: более быстрое восстановление, повышенную жизнеспособность и возможность прямого нанесения штрихов на планшеты.

Более эффективное восстановление организмов экономит лабораторные ресурсы и время.


Для восстановления организма просто смочите пленку геля, поместив петлю прямо на теплый агар на 10-15 секунд.



Каждый шаг на этом пути

Строгий контроль качества обеспечивает воспроизводимые результаты клинических испытаний и последовательную микробиологическую оценку фармацевтических препаратов и продуктов питания для создания эффективных и высокоэффективных продуктов. Чтобы получить качественные результаты, на которые вы можете положиться, подкрепленные более чем 30-летним опытом, доверьтесь организациям контроля качества Thermo Scientific.

- Более 600 организмов контроля качества, включая удобные наборы для систем идентификации.
- Сертифицирован ISO, соответствует требованиям cGMP (действующей надлежащей производственной практики), зарегистрирован FDA.
- ATCC® Лицензированный участник производной программы
- Аккредитованный производитель эталонных материалов



3

Инкубировать



Доступен по всему миру

Наша цель — предоставить продукцию высочайшего качества, отличный сервис, быструю доставку и отличную техническую поддержку, чтобы превзойти ваши ожидания.

Обслуживание клиентов

Наша служба поддержки клиентов готова помочь вам в размещении заказов и предоставить необходимую информацию при заказе организмов для контроля качества.

Техническая поддержка

В нашей команде технической поддержки работают знающие, высококвалифицированные специалисты, готовые помочь вам с технической информацией, включая использование и ожидаемые результаты микроорганизмов для контроля качества.

Пользовательские организации контроля качества

Мы будем работать с вами над разработкой индивидуального механизма контроля качества, который будет соответствовать вашим конкретным потребностям.

Чтобы запросить дополнительную информацию, обратитесь к местному техническому торговому представителю компании Thermo Fisher Scientific Microbiology.



Официальный дистрибьютор

+7 701 961 71 01
www.meditec.kz



Эмблема лицензированного производного продукта ATCC, текстовый знак лицензированного производного продукта ATCC и каталожные знаки ATCC являются товарными знаками ATCC. Remel Inc. имеет лицензию на использование этих товарных знаков и продажу продукции, полученной от ATCC «культуры». За идентичность, чистоту и подлинность Лицензионных продуктов отвечает исключительно компания Remel Inc., а не ATCC.



СЕРТИФИКАТ № 6559.01